

Ponad połowa (58%) pacjentów skarży się, że ich opatrunk trunek ciągnie lub nie dopasowuje się do ich ciała⁷.


Zaprojektowany, aby dopasowywać się i pozostawać na miejscu

Dzięki technologii Flex, wyjątkowa elastyczność opatrunku Mepilex® Border Flex pozwala mu dostosować się do sylwetki i ruchów pacjenta². Zmniejszenie nacisku na skórę i ciągnięcia na obrzeżach zwiększa komfort i minimalizuje ryzyko odklejenia⁸. Ponadto jest wodoodporny, dzięki czemu pacjenci mogą brać prysznic⁹.



Unikalna technologia Flex = elastyczność 360°

Nacięcia w kształcie Y rozszerzają się, umożliwiając ruch



Mepilex Border Flex jest **11x** bardziej elastyczny niż inne testowane opatrunki piankowe².

Mepilex® Border Flex może mieć pozytywny wpływ na budżet

Mepilex® Border Flex może mieć pozytywny wpływ na budżet.

Przeprowadzone dwa indywidualne badania QIP w warunkach szpitalnych w Stanach Zjednoczonych wykazały znaczne zmniejszenie zużycia opatrunków w porównaniu z poprzednimi standardowymi opatrunkami*, przy jednoczesnym zachowaniu przebiegu gojenia się badanych ran. Zmiana sposobu postępowania ze względu na wydłużony czas noszenia opatrunku Mepilex Border Flex spowodowała mniejszą liczbę zmian opatrunku^{16,17}.

Mepilex Border Flex

Referencje	Rozmiar (cm)	Rozmiar wyspy opatrunkowej (cm)	Liczba opatrunków w opakowaniu
581011	4x5	2 x 3	10
581100	5 x 12.5	2.5 x 3	5
581200	7.5 x 7.5	R 4.5 x 4.5	5
581300	10 x 10	R 6.5 x 6.5	5
581500	15 x 15	R 11 x 11	5

Mepilex Border Flex Oval

Referencje	Rozmiar (cm)	Rozmiar wyspy opatrunkowej (cm)	Liczba opatrunków w opakowaniu
583500	7.8 x 10	15	5
583300	13 x 16	85	5
583400	15 x 19	R 134	5

Mepilex Border Flex Lite

Referencje	Rozmiar (cm)	Rozmiar wyspy opatrunkowej (cm)	Liczba opatrunków w opakowaniu
581011	4x5	2 x 3	10
581100	5 x 12.5	2.5 x 8.5	5
581200	7.5 x 7.5	R 4.5 x 4.5	5
581300	10 x 10	R 6.5 x 6.5	5
581500	15 x 15	R 11 x 11	5

R rozmiary refundowane

*Allevyn® Gentle Border and Optifoam® Gentle Border SA

Referencje: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Estimate of spreading area using dot pattern on backing film. Report no. PD-528872. Data on file. 2. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability PD-528870. Data on file. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex-Bacteria encapsulation. Report no. PD-537072. Data on file. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Spreading layer PD-528874. Data on file. 5. Mölnlycke Health Care. Product Manual – Maintained dressing profile. Report no. 525458. Data on file. 6. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 7. Opinion Matters 'Professional Health Care Treatment for Wounds' survey conducted June-July 2018 in UK. Data on file. 8. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations MxB Flex vs Allevyn Life. Report no. PD-529747. Data on file. 9. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Waterproofness. Report no. PD-532095. Data on file. 10. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Fluid handling capacity compared to Urgotul Foam Absorb Border, Aquacel Foam, Allevyn Classic Gentle Border, Allevyn Life, Optifoam Gentle, KerraFoam Gentle Border. Report no. PD-527642. Data on file. 11. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Report no. PD-528871. Data on file. 12. Mölnlycke Health Care. Product manual Initial abs different test solutions. Report no. PD-535352. Data on file. 13. Mölnlycke Health Care. Product Manual Mepilex® Border Flex – Viral penetration. Report no. PD-535090. Data on file. 14. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 15. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 16. Nelson, D. A New Bordered Foam Dressing Technology Improves Wound Outcomes and Satisfaction While Reducing Dressing Utilization in Acute Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019. 17. Tyson, L. Study First: Driving the Case for Improving Hospital Wound Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019.

Idealne przyleganie nawet **w ruchu**




Mepilex® Border Flex
Mepilex® Border Flex Lite
Mepilex® Border Flex Oval



Rany muszą się goić. Pacjenci potrzebują opieki. Pielęgniarki potrzebują czasu. Budżety są napięte. Wyzwaniem jest znalezienie opatrunku, który jest wygodny i pozostaje na ranie tak długo, jak jest to potrzebne.

Prezentacja warstw Mepilex® Border Flex


Nasza nowa generacja elastycznych opatrunków została zaprojektowana tak, aby pozostać na ranie i w pełni dopasować się do jej kształtu, dając czas pielęgniarkom, redukując koszty kierownikom i przywracając jakość życia pacjentom.



*Poza opatrunkiem Mepilex Border Flex Lite

Wybierz opatrunek odpowiedni do potrzeb pacjenta

Przeznaczony do wielu rodzajów ran z wysiękiem, w tym: owrzodzeń nóg i stóp, ran urazowych (np. rozdarć skóry) i ran chirurgicznych, a także jako część terapii profilaktycznej pomagającej zapobiegać uszkodzeniom skóry, np. odleżynom.



Mepilex® Border Flex Lite

Mepilex Border Flex Lite, czterowarstwowy opatrunek z technologią Flex do ran bez wysięku i z umiarkowanym wysiękiem.

Nawet 1/3 pacjentów skarży się na konieczność codziennej zmiany opatrunku⁷.

Inteligentne zarządzanie wysiękiem

Pozwala pozostawić opatrunek na dłużej i utrzymać optymalne środowisko gojenia się rany.

- 1. Szybkie wchłanianie przy minimalnym obrzęku:**
Warstwa pianki umożliwia szybkie wchłanianie zarówno normalnego, jak i lepkiego wysięku^{11,12} i lepiej radzi sobie z wysiękiem niż inne tego typu opatrunki¹⁰.
- 2. Zwiększa wydajność poprzez odprowadzanie wysięku:**
Wysięk jest odprowadzany z rany na większym obszarze, aby zapewnić większą utratę pary wodnej i zmniejszyć obrzęk^{4,5}.
- 3. Zatrzymuje bakterie z dala od rany:**
Chłonne włókna w warstwie retencyjnej zapobiegają ponownemu przedostawaniu się wysięku zawierającego bakterie dołożyska rany, nawet pod wpływem ucisku³. Warstwa przylegająca zapobiega przedostawaniu się bakterii z zewnątrz^{13**}.
- 4. Pozwala obserwować wysięk bez konieczności zdejmowania opatrunku:**
Exudate Progress Monitor umożliwia obiektywną ocenę i odnotowanie rozprzestrzeniania się wysięku bez naruszania ran¹.

*Brak w Mepilex Border Flex Lite **cząsteczki/mikroby większe niż 25 mikrometrów

Jak działa Exudate Progress Monitor

Exudate Progress Monitor daje pewność, że opatrunek pozostanie na miejscu dłużej³.



*Częstotliwość kontroli rany i zmiany opatrunku zależy od decyzji lekarza i powinna pozostawać w jego gestii.

9/10 pacjentów uważa, że rana wpływa na jakość ich życia⁷.

Zmniejszenie bólu i uszkodzeń skóry

Wszystkie opatrunki Mepilex® Border Flex mają na celu zmniejszenie urazów spowodowanych zmianą opatrunku. Jest to możliwe dzięki naszemu sprawdzonemu systemowi Safetac® z miękką silikonową warstwą, która minimalizuje ból i uszkodzenia skóry oraz ryzyko maceracji w porównaniu z tradycyjnymi (przylepnymi) opatrunkami^{6,14,15}.

PONAD

9/10

pacjentów woli
Opatrunki z Safetac® w porównaniu z innymi opatrunkami z tradycyjnymi klejami⁶

