



Kluczowe fakty

2024

v Overschelde et al
Analiza retrospektywna,
ortopedia otwarta
554 pacjentów

- ✓ Bezpieczne stosowanie Mepilex® Border Post-Op przez okres dłuższy niż do 14 dni

2018

Peghetti
QIP, ortopedia otwarta
322 pacjentów

- ✓ Znaczne zmniejszenie powikłań ran z 13% 1,5%.

2020

Beele et al
RCT, ortopedia otwarta
103 pacjentów

- ✓ Wysoka satysfakcja pacjenta - również podczas rehabilitacji
- ✓ Brak uszkodzeń skóry
- ✓ Doskonała zdolność do wchłaniania krwi

2017

Bredow et al
RCT, ortopedia otwarta
208 pacjentów

- ✓ 71% pacjentów nie wymagało zmiany opatrunku w pierwszym tygodniu
- ✓ Brak uszkodzeń skóry
- ✓ Wysoka satysfakcja pacjentów
- ✓ Niższy całkowity koszt

Mepilex® Border Post-Op.
Każdy pacjent zasługuje na więcej



Dostępne rozmiary opatrunku i opakowania

Nr. art.	Rozmiar (cm)	Rozmiar opatrunku (cm)	Szt./Opak.
496100	6 × 8	3x5	10
496200	9 × 10	5x6	10
496300	10 × 15	5x10	10
496400	10 × 20	5x15	10
496450	10 × 25	5x20	10
496600	10 × 30	5x25	10
496650	10 × 35	5x30	5

Referencje:
1. Incision care and dressing selection in surgical wounds: Findings from a series of international meetings. Sandy-Hodgetts K., Morgan-Jones R. Wounds International, 2022. 2. Van Overschelde P, et al. Undisturbed wound healing: a single centre retrospective study investigating patient reported outcomes and clinical validity of extended dressing wear time for incisional healing following orthopaedic surgery, the ARCTIS study. Journal of Wound Care, 2024. 3. Beele H. et al. A prospective randomized controlled clinical investigation comparing two post-operative wound dressings used after elective hip and knee replacement; Mepilex® Border Post-Op versus Aquacel® Surgical. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020. 4. Zarghooni K. et al. Is the use of modern versus conventional wound dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica, 2015. 5. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018. 6. Southern K et al. Compliance with the ISWCAP checklist in a THR ERAS pathway – A snapshot audit. Clinical Nutrition, 2023. 7. Pickering D et al. Techniques for aseptic dressing and procedures.



Niezakłócone gojenie



Mepilex® Border Post-Op



Konferencja chirurgiczna* w sprawie pielęgnacji ran chirurgicznych

W latach 2019-2022 na całym świecie odbyło się sześć konferencji, podczas których chirurdzy omawiali zasady pielęgnacji ran chirurgicznych i idealne właściwości opatrunków pooperacyjnych.



Opatrunek należy pozostawić na miejscu tak długo, jak to możliwe, aby:

- Zminimalizować zanieczyszczenie
- Zmniejszyć koszty i czas
- Zoptymalizować gojenie

Oto najważniejsze właściwości opatrunku:

- Elastyczność - nie utrudnia mobilizacji pacjenta
- Dobre przyleganie
- Dobre wchłanianie, aby dłużej pozostawał na miejscu
- Ochrona skóry przed uszkodzeniem, np. pęcherzami
- Odporność podczas mycia
- Eliminacja pustej przestrzeni między opatrunkiem a raną

Jedyne, sprawdzone klinicznie rozwiązanie

Wysoce elastyczny opatrunek

- ✓ Elastyczny i wygodny³⁻⁵

Wysoce chłonny opatrunek

- ✓ Dobrze chłonie i zatrzymuje ciecze^{3,4}

- ✓ Przylegający w poprzek, aby usunąć pustą przestrzeń

Folia ochronna, bariera dla drobnoustrojów >20nm

- ✓ Odporność na kontakt z wodą⁶

- ✓ Utrzymuje się bezpiecznie do 14 dni²

Safetac® na całej powierzchni opatrunku

- ✓ Zmniejsza uszkodzenia skóry i rany³⁻⁵

Pozostawienie opatrunku do 14 dni może znacznie zmniejszyć ilość odpadów medycznych związanych z opatrunkami.



Odpady medyczne powstałe w wyniku 3 zmian opatrunku aseptycznego⁷