

Szybka absorpcja, wysoka retencja, komfort pacjenta to:

Mniej zużytych opatrunków

Wcześniejse uruchomienie
i powrót do aktywności

Niższe koszty terapii

Korzyści wynikające ze stosowania Mextra® Superabsorbent:

- szybka absorpcja¹
- zmniejszone ryzyko maceracji dzięki szybkiej absorpcji i wysokiej retencji¹⁻⁵
- zmniejszenie ilości drobnoustrojów w ranie, dzięki ich fizycznemu zatrzymaniu w opatrunku i uniemożliwieniu wtórnemu wydostaniu się do rany
- potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy⁶
- optymalizacja wilgotnego środowiska
- możliwość stosowania w połączeniu z kompresjoterapią - jako opatrunek pierwotny i wtórny

Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy⁶

Ochronna warstwa wierzchnia

- Zabezpiecza przed wnikaniem i wydostaniem się wysięku na zewnątrz, zapewnia ochronę odzieży i pościeli

Warstwa superabsorbentu


- Zatrzymuje wysięk w swojej strukturze - redukcja ryzyka przeciekania i maceracji
- Redukuje obciążenie mikrobiologiczne - opatrunek zatrzymuje pochłonięte bakterie nawet pod kompresjoterapią

Warstwa rozpraszająca wysięk

- Dystrybuuje pochłonięty wysięk do warstwy Superabsorbentu

Hydrofilna warstwa kontaktowa

- Umożliwia szybką absorpcję wysięku i chroni tkankę przed niekorzystnym działaniem wysięku



References: 1. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2020. 2. Mölnlycke Health Care; Data on file. 2013. 3. Mölnlycke Health Care; Data on file. 2019. 4. Mölnlycke Health Care; Data on file. 2016. 5. Mölnlycke Health Care; Data on file. 2014. 6. Wiegand, C., Hipler, U. A superabsorbent polymercontaining wound dressing efficiently sequesters MMPs and inhibits collagenase activity in vitro. J Mater Sci: Mater Med 24, 2473-2478 (2013) doi:10.1007/s10856-013-4990-6.

Dowiedz się więcej www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

Biuro Handlowe: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Obsługa Klienta: (+48) 22 350 52 88.

Znaki firmowe, nazwy i logo Mölnlycke Health Care oraz ProcedurePak® są zarejestrowane globalnie w ramach grupy Mölnlycke Health Care Group of Companies.

© 2024. Mölnlycke Health Care AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Superchłonny, gazoprzepuszczalny opatrunek o wysokiej absorpcji



NOWOŚĆ

NOWE DUŻE
ROZMIARY NA LIŚCIE
REFUNDACYJNEJ!

Mextra® Superabsorbent

Opatrunek o wysokiej absorpcji i retencji redukujący metaloproteinazy.



Wykaz opatrunków refundowanych - 1.04.2025		Rozmiar w cm	Kod BLOZ	Cena detaliczna	Dopłata pacjenta we wskazaniu przewłekte owrzodzenie	Dopłata pacjenta we wskaza- niu Epidermoly- sis Bullosa
	Mextra® Superabsorbent Superchłonny, wielowarstwowy opatrunek o wysokiej absorbpcji i retencji.	10x10	9103034	13,12	4,97	1,48
		12,5x17,5	9090698	26,15	8,33	nie dotyczy
		17,5x22,5	9090705	39,06	11,72	nie dotyczy
	3 NOWE DUŻE ROZMIARY	10x20	9115419	22,91	6,87	nie dotyczy
		20 x 30	9115422	62,43	18,73	nie dotyczy
		20 x 40	9115423	68,37	20,51	nie dotyczy
	Mepilex® Border Flex 5- warstwowy, wodoodporny opatrunek, wykonany w technologii Flex zapewniający wyjątkowe dopasowanie i pełną swobodę ruchu.	7,5 x 7,5	9113695	8,03	3,26	1,21
		12,5 x 12,5	9108037	20,29	7,03	1,35
		15 x 15	9108344	28,44	9,35	1,17
	Mepilex® Border Flex Oval	15 x 19	9108027	35,23	11,05	0,69
	Mepilex® Border Flex Lite 4 - warstwowy, wodoodporny opatrunek, wykonany w technologii Flex zapewniający wyjątkowe dopasowanie i pełną swobodę ruchu.	7,5 x 7,5	9108015	7,88	3,21	1,21
		10 x 10	9108016	13,28	4,98	1,42
		15 x 15	9108017	28,46	9,78	1,78
	Mepilex® Ag Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym z silikonową warstwą kontaktową Safetac®.	6x8,5	9070325	9,47	3,92	1,54
		12,5x12,5	9070323	26,49	9,49	2,2
		17,5x17,5	9070324	47,61	14,28	0,00
		10x21	9070322	33,73	10,88	1,08
	Mepilex® Border Ag Wodoodporny, przeciwbakteryjny wysokochłonny opatrunek z pianki poliuretanowej i superabsorbentu.	12,5x12,5	9075365	35,89	18,89	nie dotyczy
		17,5x17,5	9075366	66,96	33,63	nie dotyczy

Wykaz opatrunków refundowanych - 1.04.2025		Rozmiar w cm	Kod BLOZ	Cena detaliczna	Dopłata pacjenta we wskazaniu przewłekte owrzodzenie	Dopłata pacjenta we wskaza- niu Epidermoly- sis Bullosa
	Mepilex® Miękki, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową Safetac®.	12,5x12,5	9071787	22,62	9,65	4,09
		10x21	9071788	28,13	10,70	3,23
		17,5x17,5	9071789	41,33	15,91	5,02
		20x50	9071792	124,94	41,93	6,36
	Mepilex® Talon Miękki, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej na piętę lub łokieć.	13x21	9071779	30,11	9,03	0,00
	Mepilex® EM Cienki opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową Safetac®. Idealny do ran w ostatnim stadium gojenia.	7,5x8,5	9071782	10,43	5,14	2,87
		12,5x12,5	9071784	22,62	9,65	4,09
		17,5x17,5	9071783	38,07	12,65	1,76
	Mepilex® Transfer Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową Safetac®, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego.	15x20	9054450	55,82	16,75	0,00
		Rozmiar w cm	Kod BLOZ	Cena detaliczna	Wysokość dopłaty pacjenta	
	Exufiber® Ag+ Opatrunek włóknisty [technologia Hydrolock®] o bardzo dużej absorbpcji i retencji z siarczanem srebra do ran głębokich oraz powierzchniowych z cechami infekcji. WSKAZANIE: Rany przewłekte z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii.	4,5 x 10	9108118	23,03	15,86	
		4,5 x 20	9105653	21,06	6,72	
		4,5 x 30	9096693	30,39	9,12	
		10 x 10	9096687	23,24	7,30	
		20 x 30	9108119	118,03	35,41	
		5 x 5	9096688	11,71	7,73	
		2 x 45	9096689	21,06	6,72	
		15 x 15	9098634	48,25	14,48	

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2025 r.